



74^{ème} JTIC

6 - 7 NOVEMBRE 2024

ESPACE ENCAN
LA ROCHELLE



ZYMOPTIQ
Quantifying Enzymes

📍 15 rue Pierre et Marie Curie
59260 Lezennese

☎️ +33 3 62 27 74 59

✉️ contact@zymoptiq.com

🌐 www.zymoptiq.com

🇫🇷 FRANCE / FRANCE

👤 **Philippe PEBEY**
CEO

Maxime MATTON
Key Account Manager

Morgane CONNAN
Business Developer

ZYMOPTIQ

**ZYMOPTIQ FOURNIT AUX INDUSTRIELS DE TOUS SECTEURS
UNE SOLUTION DE DOSAGE ENZYMATIQUE PLUS SIMPLE, PLUS
RAPIDE ET TOUT AUSSI FIABLE.**

ZYMOPTIQ rends la mesure de l'activité enzymatique plus facile et plus efficace dans divers secteurs tels que la panification, la nutrition animale, l'alimentation et bien plus encore. Notre technologie innovante offre des avantages inégalés qui simplifient les processus et améliorent l'efficacité :

- ✓ Préparation d'échantillons sans effort : Simple resuspension sans filtration ni centrifugation.
- ✓ Robuste : Compatible avec tout type d'échantillon : pur, coloré, brut ou non filtré.
- ✓ Précision métrologique : Haute précision pour chaque mesure.
- ✓ Facilité d'utilisation : Pas besoin de préparation complexe de substrat ou de réactif.
- ✓ Économies significatives de temps et d'argent : Optimisez vos processus grâce à notre format de plaque à 96 puits et au logiciel d'analyse dédié.
- ✓ Méthodologie constante : La même méthode simple s'applique, quel que soit l'enzyme testée.

**ZYMOPTIQ PROVIDES INDUSTRIES ACROSS ALL SECTORS WITH
AN ENZYME MEASUREMENT SOLUTION THAT IS SIMPLER,
FASTER, AND JUST AS RELIABLE.**

ZYMOPTIQ is dedicated to making enzyme activity measurement easier and more efficient across various industries like Animal Nutrition, Food & Beverage, Biofuels, and more. Our innovative technology offers unmatched advantages that streamline processes and enhance efficiency:

- ✓ Effortless Sample Preparation: Just resuspend your sample without filtration or centrifugation.
- ✓ Robust: Works with any sample type—pure, colored, crude, or unfiltered.
- ✓ Metrological Precision: High accuracy and precision for every measurement.
- ✓ User-Friendly: No need for complex substrate or reagent preparation.
- ✓ Significant Time & Cost Savings: Get more done in less time with our 96 well plate format and dedicated analysis software.
- ✓ Consistent Methodology: The same straightforward method applies, regardless of the enzyme being tested.

